

Wb 및 Elisa용 Anti-Tnk1 폴리클론 항체 - Q13470

품목 번호: CM0022054



소개

인간 비수용체 티로신 키나제 TNK1에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 종양 억제 및 Ras-MAPK 경로 조절에 관여합니다. 암 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TNK1 토끼 pAb
비고/별칭	KOS1; TNK1
종	인간
GeneID (인간)	8711
GeneID	8711
면역원	인간 TNK1 (NP_001238831.1)의 아미노산 100-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13470
단백질 분자량	72 kDa
배송	아이스백