

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tnks1Bp1 Rabbit Polyclonal 항체 - Q9C0C2

품목 번호: CM0022735

소개

인간 TNKS1BP1 (TAB182)를 표적으로 하는 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 염색질, 세포골격 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNKS1BP1 Rabbit pAb
비고/별칭	TAB182; TNKS1BP1
종	인간
GeneID (인간)	85456
GeneID	85456
면역원	재조합 단백질: 인간 TNKS1BP1 (NP_203754.2)의 아미노산 700-1000에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9C0C2
단백질 분자량	182kDa
배송	아이스백