

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tnnc2 폴리클로날 항체 - P02585

품목 번호: CM0028864



소개

사람, 쥐, 및 랫트 샘플에서 웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P) 및 ELISA용으로 검증된 TNNC2 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람 골격근 트로포닌 C의 아미노산 1-160을 포함하는 재조합 면역원입니다. 근육 수축 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNNC2 Rabbit pAb
비고/별칭	FAP85; CFAP85; CMYP15; MYONRI; TNNC2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	7125
GeneID	7125
면역원	사람 TNNC2 (NP_003270.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P02585
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)