

Wb, Elisa용 Anti-Tnni3K 폴리클로날 항체 - Q59H18

품목 번호: CM0030422



소개

인간 TNNI3K에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 심장 기능 및 심근병증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	TNNI3K 토끼 pAb
비고/별칭	CARK; CCDD; TNNI3K
종	인간
GeneID (인간)	51086
면역원	인간 TNNI3K (NP_057062.1)의 아미노산 1-75에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q59H18
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스백