

Wb, Elisa용 Anti-Tnnt1 폴리클로날 항체 - P13805

품목 번호: CM0014150

소개

인간 TNNT1(지연성 골격근 트로포닌 T)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 근육 수축 및 네말린 근병증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNNT1 Rabbit pAb
비고/별칭	ANM; TNT; NEM5; STNT; TNNTS; TNNT1
종	인간
GeneID	7138
면역원	인간 TNNT1 (NP_001119604.1)의 아미노산 1-262에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13805
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백