

Wb, Elisa용 Anti-Tnpol 폴리클로날 항체 - Q92973

품목 번호: CM0025842



소개

인간 TNPO1 (Transportin-1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 핵 운반 및 임포틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNPO1 Rabbit pAb
비고/별칭	MIP; TRN; IPO2; MIP1; KPNE2; TNPO1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3842
유전자 ID	3842
항원(Immunogen)	인간 TNPO1 (NP_002261.3)의 아미노산 790-890 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q92973
단백질 분자량	102kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)