

## Anti-Tnr 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - Q92752

품목 번호: CM0018152



### 소개

인간 테나신-R(TNR)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 신경 세포외기질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | TNR Rabbit pAb                                                  |
| 비고/별칭       | TN-R; NEDSTO; TNR                                               |
| 종           | 인간                                                              |
| GeneID (인간) | 7143                                                            |
| GeneID      | 7143                                                            |
| 면역원         | 인간 TNR (NP_003276.3)의 아미노산 1059-1358에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                              |
| 범주          | 폴리클론 항체                                                         |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                       |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                     |
| SWISS       | Q92752                                                          |
| 단백질 분자량     | 150kDa                                                          |
| 배송          | 아이스백                                                            |