

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tnrc6A 폴리클로날 항체 - Q8Ndv7

품목 번호: CM0026390



소개

Anti-TNRC6A 래빗 폴리클로날 항체는 WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. miRNA 매개 유전자 침묵 및 P-바디 구성 요소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNRC6A 래빗 pAb
비고/별칭	GW1; FAME6; GW182; TNRC6; CAGH26; TNRC6A
종	인간
유전자 ID (인간)	27327
면역원	합성 펩타이드
원천	래빗
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NDV7
단백질 분자량	210kDa
배송	아이스백