

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Tob2 토끼 다클론 항체 - Q14106

품목 번호: CM0028275

소개

TOB2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. TOB2는 세포질에 위치하는 G0/G1에서 S기 전이를 억제하는 항증식성 단백질입니다. 세포주기 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOB2 토끼 pAb
비고/별칭	TOB4, TOBL, APRO5, TROB2, TOB2
종	인간
유전자 ID (인간)	10766
유전자 ID	10766
면역원	인간 TOB2(NP_057356.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14106
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스백