


Wb, Elisa용 Anti-Tollip 폴리클로날 항체 - Q9H0E2

품목 번호: CM0022254



소개

인간 TOLLIP를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플에 적합하며, 선천성 면역 및 오토파지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] TOLLIP Rabbit pAb
비고/별칭	IL-1RAcPIP; [KD 검증됨] TOLLIP
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	54472
GeneID	54472
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9H0E2
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스팩