


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tollip 폴리클로날 항체 - Q9H0E2

품목 번호: CM0021395



소개

TOLLIP Rabbit pAb는 토끼에서 유래한 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 이 항체는 IL-1 및 TLR 신호 전달과 오토파지의 주요 조절 인자인 Toll-interacting protein을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOLLIP Rabbit pAb
비고/별칭	IL-1RAcPIP; TOLLIP
종	Human
GeneID (인간)	54472
GeneID	54472
면역원	인간 TOLLIP (NP_061882.2)의 아미노산 1-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9H0E2
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩