


Anti-Tollip 토끼 단일클론 항체 (Kd 검증 완료), Wb, Ihc-P, Elisa용 - Q9H0E2

품목 번호: CM0007699



소개

TOLLIP에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체, KD 검증 완료, Western blot, IHC-P 및 ELISA용. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응함. 선천 면역, Toll-유사 수용체 신호 전달 및 자가포식 경로 연구에 유용함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] TOLLIP 토끼 mAb
비고/별칭	TOLLIP; IL-1RAcPI; toll-interacting protein
종	인간
유전자 ID	54472
면역원	인간 TOLLIP(NP_061882.2)의 1-274 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9H0E2
단백질 무게	22kDa/30kDa
배송	아이스팩