


Wb 및 Elisa용 Anti-Tom1 Rabbit Polyclonal Antibody - O60784

품목 번호: CM0026924



소개

인간 TOM1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 유비퀴틴화 단백질의 엔도솜 트래피킹에 관여하는 Myb1의 표적. 오토파지 및 신호전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TOM1 Rabbit pAb
비고/별칭	IMD85; TOM1
종	인간
유전자 ID (인간)	10043
유전자 ID	10043
면역원	인간 TOM1 (NP_001129204.1)의 아미노산 314-493에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O60784
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백