


Anti-Tom1L1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O75674

품목 번호: CM0022076



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-TOM1L1 Rabbit Polyclonal Antibody로, 인간, 마우스 및 래트 TOM1L1과 반응합니다. TOM1L1은 골지체 및 엔도솜에 위치하는 신호 전달 경로에 관여하는 어댑터 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOM1L1 Rabbit pAb
비고/별칭	SRCASM; TOM1L1
종	인간
GeneID (인간)	10040
GeneID	10040
면역원	합성 펩타이드 인간 TOM1L1 (NP_005477.2)의 아미노산 250-350에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75674
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백