

Wb, Elisa용 Anti-Tom1L2 폴리클로날 항체 - Q6Zvm7

품목 번호: CM0024515

소개

TOM1L2 Rabbit pAb는 WB 및 ELISA용 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트 TOM1L2(~56 kDa)를 검출합니다. 엔도사이토시스 운반 및 유사분열 신호 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOM1L2 Rabbit pAb
비고/별칭	TOM1L2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	146691
GeneID	146691
면역원(Immunogen)	인간 TOM1L2 (NP_001076437.1)의 아미노산 310-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q6ZVM7
단백질 분자량	56kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)