


Wb 및 If용 항-Tom20 단일클론 항체 (접합) - Q15388

품목 번호: CM0010422



소개

WB, IF/ICC 및 IF-P에서 인간 TOM20의 직접 검출을 위한 사전 접합된 항-TOM20 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 검증되었습니다. 미토콘드리아 수입 및 미토파지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	접합 TOM20 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	MAS20; MOM19; TOM20
종	인간
유전자 ID	9804
면역원	인간 TOM20 (NP_055580.1)의 아미노산 20-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15388
단백질 분자량	16kDa
배송 방식	아이스 팩