


Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tom20 폴리클로날 항체 - Q15388

품목 번호: CM0030288



소개

TOM20 Rabbit pAb는 인간, 마우스 및 랫트 TOM20을 인식하는 폴리클로날 항체입니다. WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 적합하며, 미토콘드리아 수입, 미토파지 및 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOM20 Rabbit pAb
비고/별칭	MAS20; MOM19; TOM20
종	Human
Gene ID (Human)	9804
Gene ID	9804
항원	인간 TOM20 (NP_055580.1)의 아미노산 1-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q15388
단백질 분자량	16 kDa
배송	아이스 팩