


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Tom20 토끼 단일클론 항체 - Q15388

품목 번호: CM0002726



소개

사람 TOM20을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫트 TOM20을 검출하며, 이는 핵심 미토콘드리아 수용체입니다. 미토콘드리아 연구 및 미토파지(mitophagy) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOM20 Rabbit mAb
비고/별칭	MAS20; MOM19; TOM20
종(Species)	사람(Human)
GeneID (human)	9804
GeneID	9804
면역원(Immunogen)	사람 TOM20 (NP_055580.1)의 아미노산 20-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q15388
단백질 분자량	16kDa
배송(Shipping)	아이스팩