


Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Tom20 래트 단일클론 항체 - Q15388

품목 번호: CM0007800



소개

WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된
고특이성 anti-TOM20 래트 단일클론 항체입니다.
미토콘드리아 수용체인 인간, 마우스 및 래트 TOM20을
검출합니다. 미토콘드리아 기능 및 미토파지 연구에
이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOM20 Rat mAb
비고/별칭	MAS20; MOM19; TOM20
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	9804
유전자 ID	9804
면역원	인간 TOMM20의 재조합 단백질.
공급원	Rat
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q15388
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스 팩