

Wb, Elisa용 항-Tom70 토끼 단클론 항체 - O94826

품목 번호: CM0002071



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고특이성 토끼 항-TOM70 단클론 항체입니다. 미토콘드리아 수입 수용체이자 항바이러스 반응 매개체인 인간, 마우스, 랫드 TOM70을 인식합니다. 미토콘드리아 연구 및 바이러스 감염 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOM70 토끼 mAb
비고/별칭	Tom70; TOMM70A; TOM70
종	인간
유전자 ID (인간)	9868
유전자 ID	9868
면역원	인간 TOM70 (NP_055635.3)의 아미노산 245-608에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O94826
단백질 분자량	67kDa
배송 방식	아이스 팩