

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Tomm22 토끼 단일클론 항체 - Q9Ns69

품목 번호: CM0011027



소개

인간 TOMM22를 표적으로 하는 높은 특이성의 토끼 단일클론 항체로, Western blot, IHC-P, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드에서 미토콘드리아 수입 수용체 서브유닛 TOM22 상동체를 인식합니다. 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOMM22 토끼 mAb
비고/별칭	IC9-2; TOM22; MST065; MSTP065; TOMM22
종	인간
GeneID (인간)	56993
GeneID	56993
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NS69
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩