

Anti-Tomm34 토끼 단일클론 항체 - Q15785

품목 번호: CM0010621

소개

미토콘드리아 수입 수용체인 TOMM34를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 랫드 교차 반응성을 바탕으로 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 미토콘드리아 단백질 수입과 전구체 샤페론 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOMM34 토끼 mAb
비고/별칭	TOM34; URCC3; HTOM34P
종	인간
유전자 ID (인간)	10953
면역원	인간 TOMM34(NP_006800.2)의 아미노산 1~309에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q15785
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백