

웨스턴 블롯용 Anti-Tomm40 단일클론 항체 - O96008

품목 번호: CM0005356



소개

Anti-TOMM40 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 사람, 마우스, 래트 TOMM40을 인식함. 미토콘드리아 수입 및 미토파지 연구에 사용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOMM40 Rabbit mAb
비고/별칭	TOM40; PEREC1; C19orf1; PER-EC1; D19S1177E; TOMM40
종	사람
GeneID (사람)	10452
GeneID	10452
면역원	사람 TOMM40 (NP_001122388.1)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	O96008
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백