

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tomm40 토끼 다클로날 항체 - O96008

품목 번호: CM0026621



소개

핵심 미토콘드리아 트랜스로카제 구성 요소인 TOMM40에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합하며, 사람, 쥐, 및 랫트 샘플과 교차 반응합니다. 미토콘드리아 수입 및 미토파지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOMM40 Rabbit pAb
비고/별칭	TOM40; PEREC1; C19orf1; PER-EC1; D19S1177E; TOMM40
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	10452
면역원	사람 TOMM40 (NP_001122389.1)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	O96008
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)