

Anti-Tomm40L 토끼 폴리클론 항체 (Wb, Elisa 용) - Q969M1

품목 번호: CM0020995

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 적용 분야에서 검증된
고품질 anti-TOMM40L 토끼 폴리클론 항체입니다.
인간 TOMM40L을 검출하며, 마우스와 교차
반응합니다. 미토콘드리아 단백질 수입 연구에
이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOMM40L Rabbit pAb
비고/별칭	TOMM40B; TOMM40L
종	인간
GeneID (인간)	84134
GeneID	84134
면역원	인간 TOMM40L (NP_115550.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q969M1
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백