

If/Icc 및 Elisa용 Anti-Tomm5 토끼 다클론 항체 - Q8N4H5

품목 번호: CM0022608



소개

면역형광(IF/ICC) 및 ELISA용으로 검증된 토끼 다클론 TOMM5 항체입니다. 미토콘드리아 단백질 수입 및 미토파지 신호 전달에 관여하는 TOM 복합체 소단위체인 인간 및 생쥐 TOMM5를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOMM5 토끼 pAb
비고/별칭	Tom5; C9orf105; bA613M10.3; TOMM5
종	인간
유전자 ID (인간)	401505
면역원	인간 TOMM5의 아미노산 1~51에 해당하는 합성 펩타이드(NP_001001790.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q8N4H5
단백질 분자량	6kDa
배송	아이스팩