


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Topo Iia 폴리클로날 항체 - P11388

품목 번호: CM0021945



소개

인간 DNA 토포이소머라제 2-알파(Topo IIα)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간 샘플에 대해 검증되었습니다. 암 연구 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Topo IIα Rabbit pAb
비고/별칭	TOP2A; TOP2; TP2A; DNA topoisomerase 2-alpha; Topo IIα
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7153
GeneID	7153
면역원(Immunogen)	인간 Topo IIα (NP_001058.2)의 아미노산 1431-1531 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P11388
단백질 분자량	174kDa/177kDa/178kDa/182kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)