

Wb 및 Elisa용 Anti-Topors 토끼 다클로날 항체 - Q80Z37

품목 번호: CM0019144

소개

종양 억제에 관여하는 E3 유비퀴틴 및 SUMO1 리가제인 Topors (LUN/p53BP)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. p53 조절 및 DNA 손상 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Topors 토끼 pAb
비고/별칭	LUN; TP53BPL; p53BP3/LUN; Topors
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	106021
GeneID	106021
면역원(Immunogen)	마우스 Topors (NP_598858.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q80Z37
단백질 분자량	117kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)