

Anti-Torc2/Crtc2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - Q53Et0

품목 번호: CM0002143



소개

인간 TORC2(CRTC2)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었으며, 쥐와 교차 반응합니다. CREB 매개 전사, 당신생 및 미토콘드리아 생합성 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TORC2 Rabbit mAb
비고/별칭	TORC2; TORC-2
종	인간
유전자 ID (인간)	200186
유전자 ID	200186
면역원	인간 TORC2 (Q53ET0)의 아미노산 594-693에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q53ET0
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백