

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Torsina/Tor1A 폴리클로날 항체 - O14656

품목 번호: CM0019693



소개

WB, IHC-P, ELISA용 TorsinA/TOR1A 토끼 pAb.
인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 단백질 접힘 및 시냅스 소포 재순환에 관여하는 이완증(근긴장이상) 관련 분자 샤페론 Torsin-1A를 타겟으로 합니다. 신경생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TorsinA/TOR1A Rabbit pAb
비고/별칭	DQ2; AMC5; DYT1; TorsinA/TOR1A
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	1861
GeneID	1861
면역원(Immunogen)	인간 TorsinA/TOR1A (NP_000104.1)의 아미노산 63-332에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	O14656
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스팩