

Anti-Torsina/Tor1A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O14656

품목 번호: CM0011751



소개

인간 TorsinA/TOR1A(O14656)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스, 쥐에서 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 이 시약은 근긴장이상증 및 신경과학 연구에서 단백질 접힘, 시냅스 소포 재활용 및 핵막 역학 연구를 용이하게 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TorsinA/TOR1A Rabbit mAb
비고/별칭	DQ2; AMC5; DYT1; TorsinA/TOR1A
종	인간
GeneID (인간)	1861
면역원	인간 TorsinA/TOR1A(O14656)의 아미노산 233-332 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O14656
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백