

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tox Rabbit Polyclonal Antibody - O94900

품목 번호: CM0029675

소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 TOX 토끼 폴리클로날 항체. 면역 세포 발달 및 신경 분화에 중요한 전사 조절자인 흥선세포 선택 관련 고 이동성 그룹 박스 단백질 TOX를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOX Rabbit pAb
비고/별칭	TOX1; TOX
종	인간
GeneID (인간)	9760
GeneID	9760
면역원	인간 TOX의 아미노산 30-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_055544.1)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O94900
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백