

Anti-Tp53Aip1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Hcn2

품목 번호: CM0029366

소개

TP53AIP1 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 표적 분자량 13kDa. p53-의존적 세포사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TP53AIP1 Rabbit pAb
비고/별칭	P53AIP1; TP53AIP1
종	인간
유전자 ID (인간)	63970
면역원	제조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9HCN2
단백질 무게	13kDa
배송	아이스백