

Ihc-P 및 Elisa용 항-Tp53Bp2 토끼 다클론 항체 - Q13625

품목 번호: CM0029711



소개

TP53BP2(ASPP2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IHC-P 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 세포자멸사 및 세포주기 연구에 사용됩니다. 제품 사양 및 기술 지원을 제공받으실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TP53BP2 토끼 pAb
비고/별칭	BBP, 53BP2, ASPP2, P53BP2, PPP1R13A, TP53BP2
종	인간
유전자 ID (인간)	7159
유전자 ID	7159
면역원	인간 TP53BP2(NP_001026855.2)의 아미노산 360-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13625
단백질 분자량	126kDa
배송 방식	아이스 팩