

## Anti-Tp53Bp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13625

품목 번호: CM0023463



### 소개

TP53BP2(ASPP2/53BP2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 인간 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포사멸 및 세포 성장 조절자. 재조합 면역원, 126kDa. 세포주기 정지 및 종양 억제에 관여하는 주요 p53 결합 단백질을 표적으로 하는 세포사멸 및 암 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | TP53BP2 Rabbit pAb                                                       |
| 비고/별칭          | BBP; 53BP2; ASPP2; P53BP2; PPP1R13A; TP53BP2                             |
| 종              | 인간                                                                       |
| GeneID (Human) | 7159                                                                     |
| GeneID         | 7159                                                                     |
| 면역원            | 재조합 단백질 TP53BP2 (NP_001026855.2)의 아미노산 200-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천             | 토끼                                                                       |
| 범주             | 폴리클론 항체                                                                  |
| 적용 분야          | WB, ELISA                                                                |
| 교차 반응성         | 인간                                                                       |
| SWISS          | Q13625                                                                   |
| 단백질 분자량        | 126kDa                                                                   |
| 배송             | 아이스백                                                                     |