

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tp53I13 폴리클로날 항체 - Q8Nbr0

품목 번호: CM0020782

소개

인간 TP53I13에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 종양 억제 연구 및 p53 경로 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TP53I13 Rabbit pAb
비고/별칭	DSCP1, TP53I13
종	인간
유전자 ID	90313 (인간)
면역원	인간 TP53I13 (NP_612358.3)의 아미노산 180-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q8NBR0
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백