

Wb 및 Elisa용 Anti-Tp53Rk 토끼 다클로날 항체 - Q96S44

품목 번호: CM0022629



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 TP53RK 토끼 다클로날 항체; 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응함. tRNA 변형 및 p53 조절에 필수적인 EKC/KEOPS 복합체 서브유닛을 표적함. 28 kDa 단백질. IVD 및 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TP53RK Rabbit pAb
비고 / 별칭	PRPK; BUD32; TPRKB; GAMOS4; Nori-2; Nori-2p; dJ101A2; C20orf64; TP53RK
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	112858
유전자 ID	112858
면역원	사람 TP53RK (NP_291028.3)의 아미노산 1-253에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q96S44
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백 (Ice bag)