

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tp73 폴리클로날 항체 - O15350

품목 번호: CM0013252



소개

인간 TP73 (p73)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 세포자멸사, 세포 주기 및 세포생성에 관여하는 종양 억제 인자 p73을 표적으로 합니다. 암 및 신경생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TP73 Rabbit pAb
비고/별칭	P73; CILD47; TP73
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7161
유전자 ID	7161
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 TP73 (NP_005418.1)의 아미노산 487-636에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O15350
단백질 분자량	70kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)