


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Tpa/Plat 토끼 단일클론 항체 - P00750

품목 번호: CM0005623



소개

사람 tPA/PLAT에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 예상 분자량: 63kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	tPA/PLAT Rabbit mAb
비고/별칭	TPA; T-PA; tPA/PLAT
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5327
GeneID	5327
면역원	사람 tPA/PLAT (P00750)의 아미노산 463-562 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P00750
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스백 (Ice bag)