

Anti-Tpd52 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P55327

품목 번호: CM0015706

소개

WB, IHC-P 및 ELISA용 TPD52 토끼 다클로날 항체(pAb). 인간 종양 단백질 D52를 표적으로 하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 재조합 면역원입니다. 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TPD52 Rabbit pAb
비고/별칭	D52; N8L; PC-1; PrLZ; hD52; TPD52
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7163
GeneID	7163
면역원	인간 TPD52 (NP_005070.1)의 아미노산 1-184에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P55327
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)