

Wb, If-P, Elisa용 항-Tpd52L3 다클론 항체 - Q96J77

품목 번호: CM0015753

소개

인간 TPD52L3(D55/hD55/TPD55)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 고환 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TPD52L3 토끼 pAb
비고/별칭	D55; hD55; TPD55; NYDSP25; TPD52L3
종	인간
유전자 ID (인간)	89882
유전자 ID	89882
면역원	인간 TPD52L3(NP_001001875.1)의 아미노산 1-132에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96J77
단백질 분자량	16kDa
배송 방식	아이스 팩