

## Wb, If-P, Elisa용 Anti-Tpd52L3 토끼 다클로날 항체 - Q96J77

품목 번호: CM0017615

### 소개

인간 TPD52L3(종양 단백질 D55)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 고환 특이 단백질 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | TPD52L3 Rabbit pAb                                                         |
| 비고/별칭       | D55, hD55, TPD55, NYDSP25, TPD52L3                                         |
| 종           | 인간(Human)                                                                  |
| 유전자 ID (인간) | 89882                                                                      |
| 유전자 ID      | 89882                                                                      |
| 면역원         | 재조합 단백질 인간 TPD52L3 (NP_001001875.1)의 아미노산 1-132에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                                 |
| 카테고리        | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                             |
| 응용          | WB, IF-P, ELISA                                                            |
| 교차 반응성      | 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                                                         |
| SWISS       | Q96J77                                                                     |
| 단백질 분자량     | 16kDa                                                                      |
| 배송          | 아이스백                                                                       |