


Ihc-P, Elisa용 Anti-Tph1 Rabbit Monoclonal Antibody - P17752

품목 번호: CM0010978



소개

인간 TPH1 (트립토판 하이드록실라제 1)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체. IF, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 쥐 및 랫드와의 교차 반응성을 보입니다. 세로토닌 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TPH-1 Rabbit mAb
비고/별칭	TPRH; TRPH
종	인간
GeneID (인간)	7166
GeneID	7166
면역원	재조합 단백질 인간 TPH1 (NP_004170.1)의 아미노산 102-402에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫드
SWISS	P17752
단백질 분자량	51kDa/53kDa
배송	아이스백