

Wb 및 Elisa용 Anti-Tph2 폴리클로날 항체 - Q8Iwu9

품목 번호: CM0015525



소개

TPH2(트립토판 하이드록실라제 2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 TPH2와 반응합니다. 세로토닌 생합성 및 신경학적 장애 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	값
제품명	TPH2 토끼 pAb
비고/별칭	NTPH; ADHD7; TPH2
종	인간
GeneID (인간)	121278
GeneID	121278
면역원	합성 펩타이드 인간 TPH2 (NP_775489.2)의 아미노산 1-70 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8IWU9
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백