

Wb, Elisa용 항-Tph2 다클론 항체 - Q8Iwu9

품목 번호: CM0026952



소개

WB 및 ELISA용으로 사용 가능한 TPH2(뉴런 트립토판 수산화효소)에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 세로토닌 생합성 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TPH2 토끼 pAb
비고/별칭	NTPH; ADHD7; TPH2
종	인간
유전자 ID (인간)	121278
유전자 ID	121278
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IWU9
단백질 분자량	56kDa
배송 방법	아이스백