

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Tpi1 폴리클로날 항체 - P60174

품목 번호: CM0024609



소개

인간 트리오스포스페이트 이성질화효소(TPI1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 해당과정 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TPI1 Rabbit pAb
비고/별칭	TIM; TPI; TPID; HEL-S-49; TPII
종	인간
GeneID (인간)	7167
GeneID	7167
면역원	인간 TPI1 (NP_000356.1)의 아미노산 1-249에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60174
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백