

Wb, Ihc, If/Icc, Elisa용 항Tpi1 다클론 항체 - P60174

품목 번호: CM0022875



소개

WB, IHC, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 인간 TPI1(트라이오스인산 이성화효소)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 TPI1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TPI1 토끼 pAb
비고/별칭	TIM; TPI; TPID; HEL-S-49; TPI1
종	인간
유전자 ID (인간)	7167
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60174
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스백