

Wb 및 Elisa용 항Tpkl 다클론 항체 - Q9H3S4

품목 번호: CM0029159



소개

인간 TPk1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 TPk1을 검출합니다. 티아민 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TPk1 토끼 pAb
비고/별칭	PP20; HTPK1; THMD5; TPk1
종	인간
유전자 ID	27010
면역원	인간 TPk1(NP_071890.2)의 아미노산 1-243에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H3S4
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스 팩