

Anti-Tpm2 Rabbit Polyclonal Antibody - P07951

품목 번호: CM0028367

소개

인간 TPM2 (Tropomyosin beta chain)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 조직의 TPM2를 검출합니다. 근육 생물학 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TPM2 Rabbit pAb
비고/별칭	DA1; DA2B; NEM4; TMSB; AMCD1; DA2B4; HEL-S-273; TPM2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7169
GeneID	7169
면역원(Immunogen)	인간 TPM2 (NP_003280.2)의 아미노산 1-100 내 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P07951
단백질 분자량(Protein Weight)	33kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)