


Wb, Elisa용 항Tpm3 다클론 항체 - P06753

품목 번호: CM0015825



소개

인간 TPM3(트로포미오신 알파-3 사슬)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB와 ELISA에서 검증되었으며 ~33 kDa 밴드를 검출합니다. 마우스와 교차 반응성이 있으며, 세포골격 및 근수축 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	TPM3 토끼 pAb
비고/별칭	TM3; TM5; TRK; CFTD; NEM1; TM-5; TM30; CAPM1; CMYP4A; CMYP4B; TM30nm; TPM3nu; TPMsk3; hscp30; HEL-189; HEL-S-82p; OK/SW-cl.5; TPM3
종	인간
GeneID (인간)	7170
GeneID	7170
면역원	인간 TPM3(NP_689476.2)의 아미노산 1-284에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P06753
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백